

GEWA-Fit, Gebrauchsanweisung:

D

Blauer Löffel für Pulver: 1 Löffel gestrichen voll (16 g) bei 20 °, bei tieferen Temperaturen 1,5 Löffel Pulver; das entspricht ca. 25 g.

Roter Löffel für Flüssigkeit: 1 Löffel (Füllmenge 16 g) bei jeder Temperatur

GB

Blue spoon for powder: contents straight (16 gr) for treatments at 20 °, at lower temperatures you should take 1,5 spoons; this corresponds to about 25 g.

Red spoon for liquid: 1 spoon (fill quantity 16 gr), 1 spoon for every temperature

F

Cuillère bleue pour poudre: une cuillerée (16 g) pour applications à 20 °, en cas des températures plus basses s.v.p prenez 1,5 cuillerées, cela correspond à env. 25 g.

Cuillère rouge pour liquide: une cuillerée (quantité 16 g) pour chaque température.

ES

Cuchara azul para polvo: una cucharada (16 g) para aplicaciones a 20 °, en caso de temperaturas más bajas por favor toma 1,5 cucharadas, equivale aproximadamente a 25 g.

Cuchara roja para líquido: una cucharada (cantidad 16 g) para cada temperatura

I

Cucchiaino azzurro per polvere: una cucchiainata (16 g) per applicazioni a 20 °, da casa di temperaturas inferiori prego prenda 1,5 cucchiainatas, è pari di 25 g.

Cucchiaino rosso per liquido: una cucchiainata (quantità 16 g) per ciascuna temperatura